



# Rotavapor® R-300

ビューッヒの最新鋭モデルを新発売記念価格で！(2015年12月納品分まで)

## 今までにない新世代ロータリーエバポレーター

### 新発売記念価格

ロータリーエバポレーター R-300システム  
(エバポレーター+ポンプ+インターフェース セット)



### コンプリートセット



### 新発売記念価格

1Lバス(品番 35000378)：¥1,320,000

5Lバス(品番 35000377)：¥1,350,000

### フォームセンサーセット



### 新発売記念価格

1Lバス(品番 35000380)：¥1,050,000

5Lバス(品番 35000379)：¥1,080,000

### スタンダードセット



### 新発売記念価格

1Lバス(品番 35000382)：¥990,000

5Lバス(品番 35000381)：¥1,020,000

### ベーシックセット



### 新発売記念価格

1Lバス(品番 11SR300111VS02)：¥890,000

	コンプリート セット	フォームセンサー セット	スタンダード セット	ベーシック セット
自動蒸留：面倒な条件設定をせずに蒸留開始(自動蒸留センサー)	✓			
運転中のパラメーターを記録(I-300Pro)	✓			
プログラム減圧モード(I-300Pro)	✓			
パラメーターのグラフ表示(I-300Pro)	✓			
ラボ環境への溶媒排出の防止(ポンプ二次コンデンサー)	✓			
受けフラスコに規定量が溜まったら蒸留停止(液面レベルセンサー)	✓			
自動発泡消失(フォームセンサー)	✓	✓		
蒸気温度の表示(蒸気温度センサー)	✓	✓	✓	
リフト位置の表示	✓	✓	✓	
バス温度・真空度・回転数の表示	✓	✓	✓	✓
インターフェースでバス温度・真空度・回転数を集中制御	✓	✓	✓	✓
モバイル端末で運転状況確認	✓	✓	✓	✓
溶媒データベースで最適な真空度を簡単に設定	✓	✓	✓	✓
リフトジャッキ	電動	電動	電動	手動
操作方法	タッチパネル	ダイヤル式	ダイヤル式	ダイヤル式



ロータリーエバポレーター R-300単体

標準価格 ¥545,000 ~

## “エバポレーターでよく起こる問題”



突沸や発泡



エバポレーターから  
離れられない



高沸点溶媒の蒸留  
に時間がかかる

## 多彩な機能で問題を解決します！

### 自動発泡消失



- 発泡を検出し、自動で大気開放しフォームを消失
- 蒸留中に付きっきりでの操作が不要

### 自動蒸留



- バス温度を設定するだけで運転開始
- わずらわしい条件設定が不要

### 集中制御インターフェース



- バス温度・真空度・回転数・蒸気温度などをインターフェースで一括制御
- オリジナルのプログラム設定可能

### 選べるバスサイズ



- 1Lバス：95℃まで省スペース。急速昇温
- 5Lバス：220℃まで大容量で高温の蒸留が可能

### 高性能ダイヤフラムポンプ



- 到達真空度5mbar
- 排気量1.8 m³/h
- 高真空中で高沸点溶媒も短時間で蒸留

### 新型コンビクリップ



- ワンタッチで回転フラスコの取付が可能
- フラスコ取外しに木槌不要

### 遠隔モニタリング



- 実行中のパラメーターを手元のモバイル端末に表示
- 運転終了時にはプッシュ通知も可能

### 安全設計



- 安全シールド、バスカバー、バス温度ロック機能、緊急停止ボタン、過温防止機能
- 万が一の時に、ガラス飛散を防止するプラスチックコーティングガラス

Quality in your hands

## 日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F  
TEL : 03-3821-4777 FAX : 03-3821-4555  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F  
TEL : 06-6195-9241 FAX : 06-6195-9251  
名古屋営業所 〒462-0810 愛知県名古屋市中区山田 1-7-23 ホワイトヴィラ 1F 1A  
TEL : 052-981-5001 FAX : 052-875-9171

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2015年8月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。